



ung **FR** Mode d'emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath®
Cricath® Adult **TR** Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for
emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebrui-
Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult
ult **IT** Istruzioni per **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **EN** Instructie Cricath®
nma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult
l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebruksinstructie Cricath® Adult **PT** Instruções
structions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR**
NL Gebruksinstructie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath®
ath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR** Mode d'emploi de
ctie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath® Adult **TR** Cricath®

Cricath Adult Bedienungsanleitung

Name Ventinova Medical B.V.



Produktname	Cricath® Adult	Steril	A rectangular box divided into two sections: the left section contains the word "STERILE" and the right section contains the letters "EO".
Produktlogo	The logo for Cricath, featuring the word "cricath" in a lowercase, orange, sans-serif font with a stylized orange arrow curving around the letters.	Einmalgebrauch	A circle with a diagonal slash over a symbol representing a person or a person with a checkmark, indicating single use only.
Innendurchmesser	2.0 mm	In Bedienungsanleitung nachschlagen	An icon of an open book with a lowercase letter "i" inside, representing an information or instruction manual.
Länge	7 cm	Enthält kein Naturkautschuklatex	A circle with a diagonal slash over the word "Latex", indicating that the product does not contain natural rubber latex.
Produktnummer	A rectangular box with the word "REF" inside, representing the product reference number.		

Anwender

Cricath Adult darf nur von medizinischem Personal bzw. unter Anleitung von Personal verwendet werden, das für das Atemmanagement geschult ist und praktische Erfahrungen in diesem Bereich hat.

Verwendungszweck

Cricath Adult soll den Zugang zur Luftröhre ermöglichen, wenn eine konventionelle Intubation durch eine Maske und/oder großlumigen Endotrachealtubus bei erwachsenen Patienten nicht durchgeführt werden kann.

Patientengruppe

Erwachsene

Kontraindikationen

Keine bekannt

Mögliche Komplikationen

- Blutung
- Hämatom
- Verrutschen des Katheters
- Gewebeemphysem
- Pneumomediastinum
- Punktion der Speiseröhre

Produktbeschreibung

Cricath Adult ist ein Koniotomie-Katheter mit einer Länge von 7 cm und einem Innendurchmesser von 2.0 mm, der über eine 1.8-mm-Nadel eingeführt wird.

Verpackung

- In der Verpackung sind Cricath Adult sowie eine Spritze und ein Nackenband enthalten.
- Das Gerät ist in einer Peel-Verpackung steril (Ethylenoxid-Sterilisation) verpackt.

Cricath Adult Bedienungsanleitung

- Cricath Adult ist steril, solange die Verpackung unbeschädigt und ungeöffnet ist. Verwenden Sie Cricath Adult nicht, wenn Zweifel an der Unversehrtheit der Verpackung bestehen.
- Das verpackte Produkt muss trocken gelagert werden.
- Vermeiden Sie längere Lichteinwirkung.

Erforderliches Zusatzmaterial

- Steriles Wasser
- Beatmungsgerät mit Luer-Verbindung (männlich), z. B. Ventrain®

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Den Cricath Adult nur mit Geräten verwenden, die für die Anwendung mit kleinlumigen Kathetern geeignet sind, wie z. B. Ventrain. Dies sollte anhand des Anleitungshandbuches des Beatmungsgerätes überprüft werden.
- Sichern Sie Cricath Adult während der Verwendung ordnungsgemäß, damit der Katheter in der Luftröhre jederzeit richtig positioniert bleibt.
- Führen Sie die Nadel nicht erneut in den Katheter ein, nachdem sie herausgezogen wurde. Dies könnte die Katheterwand beschädigen oder punktieren.
- Wenn möglich sollte unter aseptischen Bedingungen und Lokalanästhesie gearbeitet werden.

Bedienungsanleitung

- 1 Entfernen Sie den Schutzschlauch vom Katheter, füllen Sie die Spritze mit sterilem Wasser oder Kochsalzlösung und befestigen Sie sie am Katheter.
- 2 Bereiten Sie den vorderen Nacken des Patienten vor.

- 3 Lokalisieren Sie die zwischen Ringknorpel und Schildknorpel liegende Membran durch Abtasten (*Abbildung A* und *A**).
- 4 Stabilisieren Sie die Luftröhre zwischen Daumen und Zeigefinger.
- 5 Halten Sie den Katheter am transparenten Nadelansatz oder an der mit Wasser gefüllten Spritze.
- 6 Führen Sie den Katheter nach unten ein, indem Sie die Membran mit der Nadelspitze punktieren (*Abbildung A* und *A**). Beim Eintritt in die Luftröhre kann der Widerstand nachlassen.




Abbildung A



Krikothyreoidale Membran

Abbildung A*

- 7 Ziehen Sie den Spritzenkolben, um die Katheterposition in der Luftröhre zu sichern (*Abbildung B*). Dabei sollte die Luft abgesaugt werden.
- 8 Schieben Sie den Katheter nun vorsichtig in die Luftröhre, bis der Flansch auf dem Nacken liegt (*Abbildung C*).




Abbildung B




Abbildung C

- 9 Danach sollte die Nadel (Abbildung D) entfernt werden. Sobald die Nadel entfernt ist, darf diese nicht wieder in den Katheter eingeführt werden. Dies kann zu Beschädigungen an der Katheterwand führen.
- 10 Befestigen Sie die Spritze am Katheter und saugen Sie erneut Luft ab, um die Position des Katheters zu sichern.
- 11 Sichern Sie den Katheter mit dem bereitgestellten Band oder anderen Hilfsmitteln (Abbildung E).



Abbildung D



Abbildung E

- 12** Schließen Sie ein geeignetes Beatmungsgerät (z. B. Ventrain) an den Katheter an (*Abbildung F*).




Abbildung F

© 2018 Ventinova, Eindhoven Die Niederlande, alle Rechte vorbehalten.
® 2018 Ventinova, Ventrain und Cricath sind eingetragene Warenzeichen
von Ventinova Medical.

December 2018



MSS170-00

www.ventinovamedical.com



Ventinova Medical B.V. 5652 BJ Eindhoven **T** +31 (0)40 751 60 20
A Meerenakkerplein 7 The Netherlands **E** info@ventinova.nl